

HAZIR BARKOD KULLANIMI

Ena Laboratuvarı web sayfası üzerinden kurum kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapınız.

Türkçe

Kurumsal Giriş

ENA
Laboratuvarları

Kullanıcı Adı

Şifre

Giriş

tenay
Yazılım

Bireysel Sonuclar

“Hasta İşlemleri” → “Hasta Ekle” butonundan hasta bilgileri girilerek **KAYDET** butonuna tıklayınız.

Güvenli değil | 94.54.66.173:8088/HastaListesi.aspx

DENEME KURUMU X | Türkçe

Hasta İşlemleri

Hasta Ekle

Hasta Listesi

Barkod/Referans/Referans 2/Dosya No

Tarih Aralığı

Doktor

Durum

24.01.2020 00:00 - 31.01.2020 23:59

Hepsi

Hepsi

Listele

Liste Yazdır

Referans	Referans 2	Barkod	Kimlik No	Adı Soyadı	Doktor	Geliş Tipi	Kayıt Tarihi	Sonuç Zamanı	Orinaj Tarihi	Durum	İşlem
			98765432198	DENEME DENEME			30.01.2020 09:56	01.02.2020 18:30		Tetkik baskı	/ / /
				DENEME SS			30.01.2020 10:04			Tetkik baskı	/ / /
				ÖZGE ÖZGE			30.01.2020 10:08			Tetkik baskı	/ / /
		30000791	35372297536	ÖZGE KILIÇ			30.01.2020 10:09			Kayıt	/ / /

1/1

Yeni Hasta

Hasta AraX

Kimlik No	<input type="text"/>
Adı *	<input type="text"/>
Soyadı *	<input type="text"/>
Cinsiyet *	Seçiniz... ▼
Doğum Tarihi *	<input type="text"/>
Barkod	<input type="text"/>
Dosya No	<input type="text"/>
Referans	<input type="text"/>
Referans 2	<input type="text"/>
Doktor	Seçiniz... ▼
Diyaliz Gelişi	Seçiniz ▼
Hasta Türü	Seçiniz...
E-Posta	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
Not	<input type="text"/>
Numune Alım Tarihi	<input type="text"/>

Kapat Kaydet ←

- T.C. kimlik numarası girildiğinde sistem kimlik paylaşım sistemi üzerinden otomatik verileri aktaracaktır.
- Bu sistem çalışmaz ise * işaretli zorunlu alanlar doldurulmalıdır.

Laboratuvarları

Ekleme istediğiniz testleri, ekranın sağ üst köşesindeki hizmetler yazan butonun içerisine yazarak giriş yapabilirsiniz. Daha sonra **BARKOD GİRİŞ** butonuna tıklayınız.

DEĞİŞİMLERİ KAPALI

Alfabetik Sıra

Hizmetler...

Sık Kullanılanlar

Hepsi Profiller

Gruplar

ALLERJİ BİYOKİMYA ELEKTROFİZYOLOJİ ESER VE TOKSİK ELEMENTLER GAİTA HEMATOLOJİ HORMON VE VİTAMİN İDRAR İLAÇ DÜZEYLERİ İNFEKSİYONLER METABOLİK TESTLER MİKROBİYOLOJİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ PRENATAL TARAMA SEROLOJİ TOKSİKOLOJİ TÜMÖR BELİRTEÇLERİ

Eklendiği Olan Hizmetler

Hizmetler

Barkod Giriş İrsalye Oluştur Kapat Yeni Hasta Ekle

Gelen ekrandan tarafınıza göndermiş olduğumuz barkod numaralarını sırasıyla giriş yapınız. Kaydet butonuna tıklayınız.

Örnekler

Örnek	Örnek Türü	Barkod	Alınma Zamanı
Plazma			
Serum			
Spot İdrar			
Tam Kan			

1 - 4 Toplam 4

Geri 1 İleri


Yedek Tüp Ekte düğmesi mevcut tüplere barkod girişi yapıp Kaydet düğmesine bastıktan sonra aktif olacaktır.

Kaydet

Kapat

Sırası ile ; plazma numunesinin üzerindeki barkod numarasını plazma yazısının yanındaki kutucuğa
serum numunesinin üzerindeki barkod numarasını serum yazısının yanındaki kutucuğa
idrар numunesinin üzerindeki barkod numarasını spot idrar yazısının yanındaki kutucuğa
tam kan numunesinin üzerindeki barkod numarasını tam kan yazısının yanındaki kutucuğa
barkod numaralarını giriş yapınız. Daha sonra **KAYDET** butonuna tıklayınız.

- Barkod alanı boş kaldığı takdirde kaydetme işlemi yapılamaz
- Hazır barkot mekanizmasını aktif olarak kullanan bir kurum iseniz barkod numarası girmeden irsaliye oluşturamazsınız ve açtığınız kayıtlar da laboratuvar ekranına yansımayacaktır.
- Barkod numaralarını girdikten sonra **İRSALİYE OLUŞTUR** butonuna tıklayınız.



Daha sonra **KAYDET** butonuna tıklayınız

İrsaliye Oluştur

Site: ENA

Açıklama: Açıklama

Kaydet İptal

İrsaliyesi Oluşturulmayanlar

Tarih Aralığı: 23.01.2020 00:00 - 30.01.2020 23:59

Listele İrsaliye Oluştur

Kayıt No	Adı Soyadı	Barfod	İşlem
208820	ÖZGE KILIÇ		

1 - 1 Toplam 1

İlk Geri 1 İleri Son

Alacağınız irsaliye ile numuneleri eşleştirerek tarafımıza gönderilmesi sağlanmalıdır.

No : 49758

: 30.01.2020 11:41

: DENEME KURUMU X

: ENA

: :

Numune Türü

30000791 / 316788

ÖZGE KILIÇ -

58410-2 Tam Kan Sayımı

30000791 Tam Kan 30.01.2020

Tam Kan	1
Tam Kan	1

: TENAY

:

: